



Keeler

## D-KAT

Tonometro ad applanazione digitale D-KAT della Keeler. Progettato e fabbricato nel Regno Unito secondo gli standard Keeler, al fine di dare affidabilità nelle misure e facilità nell'uso.

Il tonometro agisce secondo gli standard di Goldmann. Il display a LED e l'elettronica interna permette misure veloci e precise. Con minor movimento di meccanismi meccanici, il tonometro D-KAT è più preciso ed affidabile, inoltre la ricalibrazione si effettua in pochi secondi. E' dotato di autospegnimento e di memorizzazione dell'ultima lettura, quindi in caso di spegnimento automatico, basta riaccendere il tonometro per avere visualizzata l'ultima misurazione.

Modello **T-type** con montaggio su piastrina, con piastrina inclusa.

Modello **R-type** con montaggio a braccetto su microscopio.

### Scheda tecnica

**RANGE DI MISURA:** 5 - 65 mmHg

**MARGINE DI ERRORE:** 1,5% del valore di misura

**TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** Da 10° a 35°

**PESO:** 0,37 Kg (per modello T-type); 0,58 Kg (per modello R-type)

**ACCESSORI INCLUSI:** Manuale d'uso in italiano; Piastrina di montaggio (solo per modello T-type); Asta di calibrazione; n.1 Cono di Misura.

