



Keeler

## INTELLIPUFF

L'Intellipuff è un tonometro a soffio studiato per contenere gli spazi e per ampliare il suo ambito di applicazione. Dimensione ridotte del 50% rispetto ad un tonometro a soffio tradizionale, l'Intellipuff ha saputo concretizzare il desiderio di ogni professionista.

- Facile da usare e affidabile
- Veloce nelle misure
- Confortevole per il paziente
- Possibilità di montaggio a muro
- Grazie alla sonda utilizzabile su pazienti allettati o con scarsa mobilità



### Scheda tecnica

**TARATURA:** Da 5mmHg a 50mmHg

**SCALA DI MISURA:** mmHg

**PRECISIONE DISPLAY:** 0,1mmHg

**DISPLAY:** 4 caratteri, matrice di punti, a scorrimento

**SISTEMA DI ATTIVAZIONE:** Automatico e obiettivo

**SISTEMA DI ILLUMINAZIONE:** LED a infrarossi

**DISTANZA DI LAVORO:** 20mm

**MONTAGGIO:** a scrivania o a muro

**DIMENSIONI UNITA BASE:** A 260 x P 215 x L 220 mm

**DIMENSIONI APPARECCHIO:** A 315 x P 150 x L 46 mm

**PESO UNITA BASE:** 2,5 Kg

**PESO APPARECCHIO:** 0,9 Kg

**LUNGHEZZA SONDA:** 2 m

**STAMPANTE:** Terminca inclusa

