



Shin-Nippon

CP-500

Proiettore di ottotipi ad elevate prestazioni per il professionista esigente. Permette un esame della vista accurato fino a 2.0 e rapido grazie alla memorizzazione dei test da presentare in due programmazioni differenti.



- Lettere, Numeri, "E" di Snellen e "C" di Landolt
- Simboli per bambini
- Maschere verticali, orizzontali e singole.
Filtro Rosso/Verde
- Mappa di anatomia dell'occhio
- Veloce e silenzioso (0.3 sec. per passare da un test all'altro)
- 2 tipi di programmi memorizzabili
- Comando di controllo luce della stanza
- Connessione senza fili con forottero computerizzato Shin Nippon DR-900



Altri test inclusi:

- Quadrante astigmatismo
- Test rosso verde
- Mira a punti
- Bilanciamento bicromatico
- Reticolo a croce

- Test di bilanciamento rifrazione binoculare
- Test di Worth
- Test di Schober
- Foria test con polarizzazione
- Test di coincidenza con polarizzazione
- Test di visione aploscopica con polarizzazione

Scheda tecnica

NUMERO DI TEST: 50 Chart e 38 Maschere

TELECOMANDO: A batterie con 60 Pulsanti

LUMINOSITA: Min 80 – Max 320 Cd/m² (200 Cd/m² a 5m)

CAMBIO TEST: 0.3 sec

PROGRAMMI: 2 sequenze programmabili (48 Test)

ANGOLO INCLINAZIONE: 10° in su e 10° in giu

AUTOSPEGNIMENTO: Dopo 5 min.

ILLUMINAZIONE: LED

DISTANZA DI PROIEZIONE: 2 – 7m

INGRANDIMENTO PROIEZIONE: 30x A 5m

MISURA DELLA PROIEZIONE: 335 x 222mm a 5m

DIMENSIONI: L 248mm P 336mm A 234mm

PESO: 4.5 Kg

ALIMENTAZIONE: 100–240V

CONSUMO: 150VA

ACCESSORI INCLUSI: Telecomando, Batterie, Schermo, Scala test, Copertina, lampadina e fusibili di ricambio.

ACCESSORI OPZIONALI: Base per CP-500, Supporto a muro, Supporto base a terra, Occhiale polarizzato, Occhiale rosso/verde.
