



Prod. Estera

MD-3

Tavolo ad elevazione elettrica per 3 strumenti con pianale retto oppure ad arco. Il tavolo è montato con due colonne simmetriche ad elevazione elettrica per dare perfetta stabilità all'intera postazione. E' possibile installare sia strumenti ad alto voltaggio (autoref, tonometri a soffio ecc) che a basso voltaggio (Lampada a fessura, oftalmometri ecc).



- Design innovativo.
- Pianale a 3 strumenti incluso.
- Pianale retto oppure ad arco (specificare nell'ordine).
- Base su ruote bloccabili.
- 2 colonne per perfetta stabilità.
- Alimentazione 220V sotto il pianale per tutti gli strumenti.
- Comandi su/giu tavolo sul pianale.

Scheda tecnica

DIMENSIONI PIANALE RETTO: 1230 x 550 mm

DIMENSIONI PIANALE AD ARCO: 1484 x 593 mm

ALTEZZA: Min 610 mm Max 895 mm

ESCURSIONE ELEVAZIONE: 285 mm

CAPACITA DI CARICO SU PIANALE: 150 Kg

TENSIONE ALIMENTAZIONE: 230 V; 50/60 Hz

MASSIMO CONSUMO: 400 VA

PRESE DI ALIMENTAZIONE: 230 V; 50/60 Hz